

Coniglio Anti-Mouse Cd40 Anticorpo Monoclonale Per Fc - P27512

Numero articolo: CM0006179

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio anti-mouse CD40 per citometria a flusso. CD40 è un recettore per CD40LG, coinvolto nell'attivazione delle cellule B e dei macrofagi. Validato per campioni di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD40 mAb
Note/Alias	IGM; p50; Bp50; GP39; IMD3; TRAP; HIGM1; T-BAM; Tnfrsf5
Specie	Mouse
GenelD (Umano)	958
GenelD	21939
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-189 del CD40 murino (NP_035741.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P27512
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio