

Anticorpo Monoclonale Conigliato Anti-Mouse Cd40 Per Citometria A Flusso - P27512

Numero articolo: CM0011792

introduzione

Anticorpo monoclonale conigliato anti-mouse CD40 coniugato validato per citometria a flusso. Bersaglia CD40 di topo (UniProt P27512), un membro della superfamiglia dei recettori TNF coinvolto nell'attivazione dei linfociti B e dei macrofagi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD40 mAb
Note/Alias	IGM; p50; Bp50; GP39; IMD3; TRAP; HIGM1; T-BAM; Tnfrsf5
Specie	Topo
Gene ID (Umano)	958
Gene ID	21939
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-189 di CD40 di topo (NP_035741.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P27512
Peso proteico	32 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio