


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Mouse Cd44 Per Citometria A Flusso - P15379

Numero articolo: CM0012292



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad contro il CD44 del topo (Ly-24/Pgp-1).

Progettato per la citometria a flusso, riconosce l'antigene CD44 nativo del topo. Il CD44 svolge ruoli critici nell'adesione cellulare, nell'homing dei linfociti e nelle metastasi tumorali. Ideale per la ricerca in immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Mouse CD44
Note/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Specie	Topo
GeneID (Umano)	960
GeneID	12505
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-176 del CD44 del topo (NP_033981.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P15379
Peso Proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio