

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd44 () Per Citometria A Flusso - P15379

Numero articolo: CM0011806



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con di coniglio contro l'antigene CD44 murino, validato per la citometria a flusso. Bersaglia il recettore dell'acido ialuronico coinvolto nell'homing dei linfociti, nell'adesione cellulare e nella migrazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Mouse CD44 mAb
Note/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	960
Gene ID (Mouse)	12505
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-176 del CD44 murino (NP_033981.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P15379
Peso Proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio