

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Mouse Cd44 Per If/Icc, Fc - P15379

Numero articolo: CM0008848



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro la proteina CD44 di topo (Ly-24/Pgp-1/HERMES), validato per immunofluorescenza (IF/ICC) e citometria a flusso (FC). Adatto per lo studio dell'adesione cellulare, della migrazione e dell'homing linfocitario nei modelli murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Rabbit anti-Mouse CD44 mAb
Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Specie	Topo
Gene ID (Uomo)	960
Gene ID	12505
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-176 di CD44 di topo (NP_033981.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P15379
Peso Proteico	85kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio