

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Topo Cd45 Mab - P06800

Numero articolo: CM0008979

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-topo CD45 per la citometria a flusso. Specifico per il CD45 di topo, validato per FC, con pesi proteici di 130/140/144 kDa. Ideale per l'identificazione e la ricerca delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-topo CD45 mAb
Note/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Specie	Topo
GeneID (Umano)	5788
GeneID (Topo)	19264
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-566 del CD45 di topo (NP_001104786.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P06800
Peso Proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio