

Coniglio Anti-Mouse Cd45 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P06800

Numero articolo: CM0012038

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato derivanti da coniglio che si lega al CD45 murino (antigene leucocitario comune). Progettato per la citometria a flusso, reagisce specificamente con campioni di topo. Ideale per la profilazione delle cellule immunitarie e la ricerca sull'attivazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD45 mAb
Note/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	5788
GeneID	19264
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-566 del CD45 murino (NP_001104786.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P06800
Peso Proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio