

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Cd45 Di Topo Per Citometria A Flusso - P06800

Numero articolo: CM0011125

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro il CD45 di topo, validato per la citometria a flusso. Riconosce isoforme che vanno da 130 a 144 kDa. Ideale per la profilazione delle cellule immunitarie e la ricerca sulla segnalazione delle tirosin-fosfatasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale coniugato coniglio anti-CD45 di topo
Osservazioni/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Specie	Topo
ID gene (Umano)	5788
ID gene	19264
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-566 del CD45 di topo (NP_001104786.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P06800
Peso proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio