

Anticorpo Monoclonale Coniglio Contro Topo Cd45 Per If/Icc E Fc - P06800

Numero articolo: CM0008735

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CD45 (PTPRC) di topo, validato per immunofluorescenza (IF/ICC) e citometria a flusso (FC). Rileva l'antigene comune dei leucociti (L-CA) in campioni di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-topo CD45
Note/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Specie	Topo
GenelD (Umano)	5788
GenelD	19264
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-566 di CD45 di topo (NP_001104786.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P06800
Peso proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio