

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd45 Murino Per If/Icc, Fc - P06800

Numero articolo: CM0008853

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD45 murino (PTPRC). Validato per immunofluorescenza e citometria a flusso. Ideale per l’identificazione dei leucociti e gli studi sull’attivazione delle cellule T in campioni murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD45 murino
Note/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Specie	Topo
ID genico (umano)	5788
ID genico	19264
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-566 di CD45 murino (NP_001104786.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P06800
Peso della proteina	144kDa
Spedizione	Borsa refrigerante