

Rabbit Anti-Mouse Cd45.1 Mab - P06800

Numero articolo: CM0005600

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD45.1 di topo (P06800). Validato per citometria a flusso, questo anticorpo permette la rilevazione sensibile delle popolazioni di leucociti nei modelli murini. Ideale per immunofenotipizzazione e ricerca sulle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD45.1 mAb
Annotazioni/Alias	Ioc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	5788
ID Gene	19264
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 311 e 410 della proteina CD45.1 di topo (NP_001104786.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P06800
Peso proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio