

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mouse Cd45.1 Per Fc - P06800

Numero articolo: CM0007728

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD45.1 murino, validato per la citometria a flusso (FC). Ideale per l'immunofenotipizzazione, gli studi sull'attivazione delle cellule T e la distinzione degli allotipi CD45 nei modelli murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Mouse CD45.1
Note/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Specie	Topo
GeneID (umano)	5788
GeneID	19264
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P06800
Peso della proteina	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante