

Coniglio Anti-Mouse Cd45.1 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P06800

Numero articolo: CM0011834

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-mouse CD45.1 coniugato di alta qualità per citometria a flusso, mirato all'antigene comune dei leucociti. Validato su campioni di topo, adatto per studi di immunofenotipizzazione e attivazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD45.1 mAb
Note/Alias	Ioc, B220, Cd45, L-CA, Ly-5, T200, CD45R, Lyt-4
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	5788
Gene ID	19264
Immunogeno	Peptide sintetico, Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 311-410 del CD45.1 di topo (NP_001104786.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P06800
Peso Proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio