

Mab Coniugato, Coniglio Anti-Topo Cd47 Per Fc - Q61735

Numero articolo: CM0005370

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che riconosce CD47 (IAP) di topo per citometria a flusso. Riconosce il dominio extracellulare (aa 19-135); adatto per studi di immunologia, cellule staminali e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Mouse CD47
Annotazioni / Alias	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Specie	Topo
GenelD (umano)	961
GenelD	16423
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-135 di CD47 di topo (NP_034711.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	Q61735
Peso proteico	33KDa/35KDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio