

Mab Coniglio Anti-Topo Cd47 Per Citofluorimetria - Q61735

Numero articolo: CM0009440

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad alta specificità contro CD47 (IAP) di topo. Immunogeno ricombinante (aa 19-135). Reagisce specificamente con CD47 di topo. Progettato per la citofluorimetria (FC) nella ricerca in immunologia e immuno-oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD47 mAb
Note / Alias	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Specie	Topo
GeneID (umano)	961
GeneID	16423
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-135 di CD47 di topo (NP_034711.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q61735
Peso proteico	33KDa/35KDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio