

## Mab Coniglio Anti-Cd47 Di Topo Per Citometria A Flusso - Q61735

Numero articolo: CM0008483

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro il CD47 (IAP) di topo per citometria a flusso. Riconosce il dominio extracellulare (aa 19-135). Ideale per studi sul sistema immunitario e sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | Rabbit anti-Mouse CD47 mAb                                                                                                                             |
| Annotazioni/Alias   | IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik                                                                                                                |
| Specie              | Topo                                                                                                                                                   |
| ID gene (Uomo)      | 961                                                                                                                                                    |
| ID gene             | 16423                                                                                                                                                  |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-135 del CD47 di topo (NP_034711.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                               |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                                  |
| Applicazione        | FC                                                                                                                                                     |
| Reattività crociata | Topo                                                                                                                                                   |
| SWISS               | Q61735                                                                                                                                                 |
| Peso proteico       | 33KDa/35KDa                                                                                                                                            |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                                                      |