

Coniglio Anti-Mouse Cd48 Anticorpo Monoclonale Per Fc - P18181

Numero articolo: CM0008000



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro CD48 murino (SLAMF2/BCM1) per citometria a flusso. Validato per la reattività murina; peso della proteina bersaglio 27kDa. Adatto per studi immunologici sulle cellule T e NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD48 mAb
Osservazioni/Alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	962
GeneID	12506
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-216 del CD48 murino (NP_031675.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P18181
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio