

Anticorpo Monoclonale Coniglio Topo Cd48 Per Fc - P18181

Numero articolo: CM0009563



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-topo CD48 per citometria a flusso (FC). Reagisce con la proteina CD48 del topo, un recettore della famiglia SLAM ancorato tramite GPI che regola la segnalazione delle cellule T e NK. Ideale per studi di immunofenotipizzazione e funzionalità delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-topo CD48
Note/Alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	962
ID Gene	12506
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-216 della CD48 di topo (NP_031675.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P18181
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio