

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd48 Di Topo Per Fc - P18181

Numero articolo: CM0010765



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CD48 (SLAMF2) di topo per citometria a flusso. Validato per il rilevamento di CD48 sulle cellule immunitarie murine; supporta la ricerca sulla segnalazione delle cellule T e NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD48 di topo
Note/alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Specie	Topo
GeneID (umano)	962
GeneID	12506
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-216 del CD48 di topo (NP_031675.1))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P18181
Peso della proteina	27 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio