

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd48 Di Topo Coniugato Per Fc - P18181

Numero articolo: CM0011891



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro il CD48 di topo (SLAMF2), validato per citometria a flusso. Ideale per lo studio dell'attivazione e della segnalazione delle cellule immunitarie nelle cellule T e NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD48 di topo
Note/Alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Specie	Topo
GeneID (Umano)	962
GeneID	12506
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-216 del CD48 di topo (NP_031675.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P18181
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio