

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd48 Murino Per Fc - P18181

Numero articolo: CM0007875



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD48 murino, per citometria a flusso (FC). Immunogeno: dominio extracellulare ricombinante di CD48 murino (aa 23-216). CD48, un recettore della famiglia SLAM ancorato al GPI, media l'attivazione delle cellule immunitarie e la citotossicità delle cellule NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD48 murino
Note/alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Specie	Topo
ID del gene (umano)	962
ID del gene	12506
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-216 di CD48 murino (NP_031675.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P18181
Peso della proteina	27 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante