

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Mouse Cd48 Per Citometria A Flusso - P18181

Numero articolo: CM0005034



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che mira al CD48 (SLAMF2) del topo. Convalidato per citometria a flusso (FC). Ideale per la ricerca immunologica che coinvolge studi sull'attivazione delle cellule T e delle cellule NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale Coniglio anti-Mouse CD48
Note/Alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Specie	Topo
GeneID (umano)	962
GeneID	12506
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-216 del CD48 del topo (NP_031675.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P18181
Peso Molecolare Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio