

Coniglio Anti-Mouse Cd5 Anticorpo Monoclonale Per Fc - P13379

Numero articolo: CM0012316

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro CD5 murino (Ly-1) per citometria a flusso. Rileva il CD5 murino, un marcatore delle cellule T e delle cellule B1a. Ideale per immunofenotipizzazione e ricerca sui linfociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD5 mAb
Note/Alias	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	921
Gene ID	12507
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-371 del CD5 murino (NP_031676.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P13379
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio