

Anticorpo Monoclonale Coniugato Con Coniglio Anti-Cd5 Di Topo Per Citometria A Flusso - P13379

Numero articolo: CM0009190

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che mira al CD5 di topo (Ly-1). Validato per citometria a flusso, rileva un marcatore di cellule T e B1a di 54 kDa. Adatto per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD5 di topo
Osservazioni/Alias	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Specie	Topo
GenelD (Umano)	921
GenelD	12507
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-371 del CD5 di topo (NP_031676.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P13379
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio