

Anticorpo Monoclonale Coniglio Contro Topo Cd5 Per Citometria A Flusso - P13379

Numero articolo: CM0010486

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia CD5 (Ly-1) di topo. Convalidato per citometria a flusso, ideale per l'immunofenotipizzazione delle cellule T e delle cellule B1a e per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD5 mAb
Note / Alias	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Specie	Topo
ID gene (umano)	921
ID gene	12507
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-371 della proteina CD5 di topo (NP_031676.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P13379
Peso proteico	54 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio