

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd5 Per Citometria A Flusso - P13379

Numero articolo: CM0009104

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-mouse CD5 validato per Citometria a Flusso (FC) su campioni di topo. Mirato alla glicoproteina di superficie delle cellule T CD5 (Ly-1). Ideale per la ricerca immunologica sulla segnalazione delle cellule T/B e sull'omeostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-mouse CD5 mAb
Osservazioni/Alias	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	921
GeneID	12507
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-371 del CD5 murino (NP_031676.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P13379
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio