

Coniglio Anti-Mouse Cd50/Icam-3 Anticorpo Monoclonale Per Fc - Q60625

Numero articolo: CM0009212

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting il CD50/ICAM-3 (ICAM-5/Telencephalin) di topo per applicazioni di citometria a flusso. Validato nel topo, questo anticorpo di 97 kDa consente il rilevamento diretto della molecola di adesione intercellulare 5.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD50/ICAM-3 mAb
Osservazioni/Alias	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	7087
Gene ID	15898
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 32-227 del CD50/ICAM-3 di topo (NP_032345.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	Q60625
Peso Proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio