

Coniglio Anti-Mouse Cd56/Ncam Anticorpo Monoclonale Per Fc - P13595

Numero articolo: CM0009630



introduzione

Questo anticorpo monoclonale coniugato di coniglio riconosce specificamente il CD56/NCAM del mouse, rendendolo uno strumento ideale per l'analisi citometrica a flusso dell'espressione della molecola di adesione delle cellule neurali. Rileva multiple isoforme con pesi molecolari di 67, 80, 93 e 119 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD56/NCAM mAb
Osservazioni/Alias	CD56; Ncam; E-NCAM; NCAM-1
Specie	Mouse
GeneID (umano)	4684
GeneID	17967
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-711 del CD56 del mouse (NP_001106675.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P13595
Peso Proteico	67kDa/80kDa/93kDa/119kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio