

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd59A Di Topo Per Fc - O55186

Numero articolo: CM0011951

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che riconosce il CD59a di topo per citometria a flusso. Rileva un inibitore della MAC ancorato a GPI di 14 kDa; reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per la ricerca sul complemento e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di Coniglio anti-CD59a di Topo
Note/Alias	Cd59; MACIF; MAC-IP
Specie	Topo
GeneID	12509 (topo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-96 del CD59a di topo (NP_031678.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Crociata	Topo
SWISS	O55186
Peso Molecolare Proteina	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio