

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Topo Cd6 Per Fc - Q61003

Numero articolo: CM0011111

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-topo CD6 coniugato con ABflo 647, validato per la citometria a flusso (FC) in campioni murini. Bersaglia l'antigene di differenziazione dei linfociti T CD6, coinvolto nell'attivazione dei linfociti T e nella risposta immunitaria. Adatto per l'uso nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-topo CD6
Note/Alias	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Myomorpha; Muroidea; Muridae; Murinae; Mus; Mus
Specie	Topo
GeneID (umano)	923
GeneID	12511
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-155 del CD6 murino (NP_033982.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q61003
Peso proteico	64kDa/68kDa/72kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio