

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd6 Di Topo Per Citofluorimetria - Q61003

Numero articolo: CM0009984

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio coniugato con contro il CD6 di topo per citofluorimetria. Immunogeno ricombinante (aa 20-155). Utile per lo studio della costimolazione delle cellule T, della maturazione della sinapsi immunologica e del riconoscimento dei pattern batterici. - Q61003

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD6 di topo
Note/alias	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Myomorpha; Muroidea; Muridae; Murinae; Mus; Mus
Specie	Topo
GeneID (umano)	923
GeneID	12511
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-155 del CD6 di topo (NP_033982.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q61003
Peso della proteina	64kDa/68kDa/72kDa
Spedizione	Borsa refrigerante