

Anticorpo Monoclonale Coniglio Topo Cd62L Per Citometria A Flusso - P18337

Numero articolo: CM0012303

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro CD62L (L-selectina) di topo coniugato con . Convalidato per citometria a flusso, adatto per lo studio dell'adesione leucocitaria e dell'homing linfocitario.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD62L mAb
Annotazioni/Alias	Lnhr; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-selectin
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	6402
ID Gene	20343
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 39-332 della CD62L di topo (NP_035476.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P18337
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio