

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd62L Di Topo Per Citometria A Flusso - P18337

Numero articolo: CM0008867

introduzione

Anticorpo monoclonale di alta qualità di coniglio anti-CD62L di topo (L-selectina), validato per la citometria a flusso. Adatto per studi sull'homing dei linfociti, l'adesione leucocitaria e il traffico delle cellule immunitarie. Immunogeno ricombinante; riconosce CD62L di topo; target di 42 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD62L di topo
Note/Alias	Lnhr; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-selectina
Specie	Topo
GeneID (umano)	6402
GeneID	20343
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P18337
Peso della proteina	42 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante