

Anticorpo Monoclonale Coniugato, Coniglio Anti-Mouse Cd66A/Ceacam1 Per Fc - P31809

Numero articolo: CM0004730



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , specifico per il CD66a/CEACAM1 di topo, validato per la citometria a flusso. Facilita studi di immunofenotipizzazione, checkpoint immunitari e interazioni ospite-patogeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-Mouse CD66a/CEACAM1
Note/Alias	Bgp, Cc1, Hv2, Bgp1, Cea1, Cea7, Hv-2, MHVR, bb-1, C-CAM, CD66a, Cea-1, Cea-7, MHVR1, Mhv-1, mCEA1, mmCGM1, mmCGM2, mmCGM1a
Specie	Topo
GeneID (Umano)	634
GeneID	26365
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-428 del CD66a/CEACAM1a di topo (NP_001034274.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P31809
Peso Proteico	57kDa/50kDa/37kDa/30kDa
Spedizione	Sacca refrigerante