

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Topo Cd66A/Ceacam1 (Abflo 647) Per Citometria A Flusso - P31809

Numero articolo: CM0010699



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD66a/CEACAM1 di topo, coniugato direttamente a ABflo 647. Validato per citometria a flusso su campioni di topo. Bersaglia un punto di controllo immunitario e un recettore virale, ideale per la ricerca in immunologia e malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD66a/CEACAM1 mAb
Note/Alias	Bgp, Cc1, Hv2, Bgp1, Cea1, Cea7, Hv-2, MHVR, bb-1, C-CAM, CD66a, Cea-1, Cea-7, MHVR1, Mhv-1, mCEA1, mmCGM1, mmCGM2, mmCGM1a
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	634
GeneID (Topo)	26365
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-428 di CD66a/CEACAM1a di topo (NP_001034274.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P31809
Peso proteico	57kDa/50kDa/37kDa/30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio