

## Rabbit Anti-Mouse Cd68 Mab Per If/Icc E Fc - P31996

Numero articolo: CM0012365

### introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting il CD68 (macrosialina) murino per applicazioni IF/ICC e FC. Riconosce una proteina di membrana lisosomiale/endosomiale espressa nei macrofagi e nelle cellule dendritiche. - P31996.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | Rabbit anti-Mouse CD68 mAb                                                                                                       |
| Osservazioni/Alias  | Lamp4; gp110; Scard1                                                                                                             |
| Specie              | Mouse                                                                                                                            |
| GeneID (Umano)      | 968                                                                                                                              |
| GeneID              | 12514                                                                                                                            |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-291 del CD68 murino (NP_001277987.1) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                                            |
| Applicazione        | IF/ICC, FC                                                                                                                       |
| Reattività Crociata | Mouse                                                                                                                            |
| SWISS               | P31996                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 34KDa                                                                                                                            |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                               |