

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd68 Per Citometria A Flusso - P31996

Numero articolo: CM0012623

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Mouse CD68 validato per la citometria a flusso intracellulare in campioni di topo. Bersaglia il marcatore dei macrofagi CD68 (P31996). Ideale per la ricerca in immunologia e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Mouse CD68 mAb
Osservazioni/Alias	Lamp4; gp110; Scard1
Specie	Mouse
GenelD (Umano)	968
GenelD (Mouse)	12514
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-291 del CD68 murino (NP_001277987.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	Citometria a Flusso (Intracellulare)
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P31996
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio