

Coniglio Anti-Mouse Cd68 Anticorpo Monoclonale Per If/Icc, Fc - P31996

Numero articolo: CM0011734

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato ad alta specificità mirato alla macrosialina murina (CD68) per immunofluorescenza e citometria a flusso. Questo anticorpo marcato con colorante fornisce un rilevamento affidabile dell'espressione di CD68 nei macrofagi e nelle cellule dendritiche, supportando gli studi immunologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Mouse CD68 mAb
Osservazioni/Alias	Lamp4; gp110; Scard1
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	968
Gene ID	12514
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-291 del CD68 murino (NP_001277987.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P31996
Peso proteico	33KDa/34KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio