

Coniglio Anti-Mouse Cd68 Anticorpo Monoclonale Per If/Icc, Fc - P31996

Numero articolo: CM0004327

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro CD68 di topo (Macrosialina, Lamp4) per IF/ICC e citometria a flusso. Progettato per il rilevamento di macrofagi di topo. Validato per applicazioni di ricerca e diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD68 mAb
Note/Alias	Lamp4; gp110; Scard1
Specie	Mouse
GenelD (Umano)	968
GenelD	12514
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-291 del CD68 di topo (NP_001277987.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P31996
Peso Proteico	33KDa/34KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio