

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd68 Per Citometria A Flusso Intracellulare - P31996

Numero articolo: CM0012121

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro il CD68 di topo (macrosialina, Lamp4, gp110). Validato per citometria a flusso intracellulare. Reagisce con il topo. Ideale per lo studio delle attività fagocitiche dei macrofagi e delle cellule dendritiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD68 mAb
Note/Alias	Lamp4; gp110; Scard1
Specie	Topo
GeneID (Umano)	968
GeneID	12514
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-291 della CD68 di topo (NP_001277987.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Topo
SWISS	P31996
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio