

Mab Coniglio Anti-Cd69 Di Topo Per Fc - P37217

Numero articolo: CM0004011

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro il CD69 di topo, adatto per citometria a flusso (FC). Validato per reattività su topo; ideale per lo studio dell'attivazione precoce delle cellule T e dell'omeostasi delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Mouse CD69
Annotazioni/Altri nomi	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	969
GeneID	12515
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 64-199 della proteina CD69 di topo (NP_001028294.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P37217
Peso proteico	22 kDa
Spedizione	Borsa ghiacciata