

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Topo Cd69 Per Citometria A Flusso - P37217

Numero articolo: CM0009429

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro il CD69 di topo, validato per la citometria a flusso. Ideale per rilevare l'antigene di attivazione precoce su cellule T, cellule NK e altre cellule immunitarie in campioni di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-topo CD69
Note/Alias	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Specie	Topo
GenelD (Umano)	969
GenelD	12515
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 64-199 del CD69 di topo (NP_001028294.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P37217
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio