

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd69 Per Fc - P37217

Numero articolo: CM0010542

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato diretto contro CD69 murino (AIM/VEA) per applicazioni di citometria a flusso. Reagisce con campioni di topo. Ideale per studi sull'attivazione delle cellule T e sull'omeostasi delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Mouse CD69 mAb
Osservazioni/Alias	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	969
GeneID	12515
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Mouse
SWISS	P37217
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio