

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Topo Cd69 Per Fc - P37217

Numero articolo: CM0004753

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia CD69 di topo (AIM/VEA), validato per citometria a flusso. Rileva l'antigene di attivazione precoce sulle cellule T, cellule NK e altri sottogruppi di cellule immunitarie, adatto per studi di immunoncologia e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Mouse CD69
Annotazioni/Alias	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Specie	Topo
GeneID (Umano)	969
GeneID	12515
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 64-199 di CD69 di topo (NP_001028294.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P37217
Peso proteico	22 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio