

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd71 Murino Per Citometria A Flusso - Q62351

Numero articolo: CM0012774

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD71 murino (recettore 1 della transferrina). Validato per la citometria a flusso. Ideale per la ricerca sul metabolismo del ferro, la proliferazione cellulare e il traffico del recettore della transferrina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD71 murino
Note/Alias	TR, TFR, p90, CD71, TFR1, Trfr, Mtvr1, 2610028K12Rik, E430033M20Rik
Specie	Topo
GeneID (umano)	7037
GeneID	22042
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 89-763 del CD71 murino (NP_035768.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q62351
Peso della proteina	86 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante