


Coniglio Anti-Mouse Cd72 Mab Per Fc - P21855

Numero articolo: CM0012679



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro CD72 di topo (Lyb-2/Ly-32), validato per la citometria a flusso. Ideale per investigare le funzioni del corecettore del recettore delle cellule B, l'omeostasi delle cellule T/B regolatorie e la differenziazione delle cellule B nella ricerca su topi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD72 mAb
Osservazioni/Alias	CD72c; Ly-19; Ly-32; Lyb-2; Ly-m19
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	971
GeneID	12517
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 226-354 del CD72 di topo (NP_031680.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P21855
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio