


Mab Coniglio Anti-Cd72 Di Topo - P21855

Numero articolo: CM0004116



introduzione

mAb coniglio anti-CD72 di topo per citometria a flusso. Riconosce CD72 murino (Lyb-2, Ly-32), un antigene di differenziazione delle cellule B e co-recettore del BCR. Anticorpo monoclonale originato da coniglio, ideale per l'immunofenotipizzazione delle cellule B in contesti di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD72 mAb
Note / Alias	CD72c; Ly-19; Ly-32; Lyb-2; Ly-m19
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	971
GeneID	12517
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P21855
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio