


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd72 Di Topo Per Fc - P21855

Numero articolo: CM0011174



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro il CD72 di topo per la citometria a flusso. Validato per la reattività crociata con il topo, peso molecolare di 40 kDa, adatto per studi sul co-recettore delle cellule B e sulla regolazione delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD72 di topo
Note/Alias	CD72c; Ly-19; Ly-32; Lyb-2; Ly-m19
Specie	Topo
GeneID (umano)	971
GeneID	12517
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 226-354 del CD72 di topo (NP_031680.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P21855
Peso della proteina	40 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante