

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Topo Cd79B Per Citometria A Flusso - P15530

Numero articolo: CM0009453



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD79b (B29/Ig-beta) murino validato per la citometria a flusso. Ideale per studi di segnalazione del recettore delle cellule B e fenotipizzazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD79b mAb
Note/Alias	B29; Igb; Igbeta; Ig-beta
Specie	Topo
GeneID (Umano)	974
GeneID	15985
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-158 di CD79b di topo (NP_032365.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P15530
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio