

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Topo Cd80 Per La Citometria A Flusso - Q00609

Numero articolo: CM0009216



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-topo CD80 convalidato per la citometria a flusso. Rileva il CD80 murino (B7-1), una molecola costimolatoria su cellule B e monociti attivati. Adatto per la ricerca sull'attivazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-topo CD80
Note/Alias	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17
Specie	Topo
GeneID (umano)	941
GeneID	12519
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 38-245 del CD80 murino (NP_033985.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	Q00609
Peso proteico	34kDa/24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio